



Varioflasche



Hautpflegecremes und -emulsionen

Pflegecreme - alle Hauttypen LINDESA K PROFESSIONAL

Einsatzgebiet: allgemeine Belastungen - fettabdruckfrei
Beschreibung: Spezielle Hautschutz-, und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs und Kamille zur Dauerpflege und Schutz aller Hauttypen vor und nach der Arbeit. Besonders für Arbeitsbereiche geeignet, in denen Fingerabdrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen (z.B. Lackierereien, Elektronikfertigung und Endkontrolle). Silikonfrei, parfümfrei, O/W-Emulsion, fettabdruckfrei und schnell einziehend.

Typ	Gebinde	empf. Spender
LINDESA K 01	100 ml Tube	---
LINDESA K 1V	1 ltr. Varioflasche	SPENVARIO 2 SPENVARIO 2 K



Varioflasche



Pflegeemulsion - normale und beanspruchte Haut LORDIN BASIC CARE

Einsatzgebiet: normale und beanspruchte Haut
Beschreibung: Pflegeemulsion zur Dauerpflege normaler und beanspruchter Haut (auch Ganzkörperpflege). Silikonfrei, O/W-Emulsion, leicht fettend, enthält Panthenol, schnell einziehend, unterstützt die Hautregeneration.

Typ	Gebinde	empf. Spender
LORDINCARE 01	100 ml Tube	---
LORDINCARE 1V	1 ltr. Varioflasche	SPENVARIO 2 SPENVARIO 2 K



Varioflasche



Pflegecreme - besonders beanspruchte Haut LORDIN INTENSIVE CARE

Einsatzgebiet: besonders beanspruchte Haut
Beschreibung: Pflegecreme zur Dauerpflege beanspruchter, trockener und empfindlicher Haut, sowie zum Schutz vor extremen Witterungseinflüssen. Silikonfrei, W/O-Emulsion, mäßig fettend, gut einziehend, unterstützt die Hautregeneration.

Typ	Gebinde	empf. Spender
LORDINCARE INT 01	100 ml Tube	---
LORDINCARE INT 1V	1 ltr. Varioflasche	SPENVARIO 2 SPENVARIO 2 K



Varioflasche



Pflegecreme - beanspruchte Haut (Lebensmittelbereich) LIGANA UREA

Einsatzgebiet: Lebensmittelbereich - beanspruchte Haut
Beschreibung: Leicht fettende Pflegecreme für Hände und Gesicht. Pflegt die Haut durch feuchtigkeitsbindenden Harnstoff und feuchtigkeitsbewahrendes Glycerin und Bisabolol. Unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut. Silikonfrei, parfümfrei, O/W-Emulsion, leicht fettend, schnell einziehend, hinterlässt keinen störenden Fettfilm.

Typ	Gebinde	empf. Spender
LIGANA UREA 005	50 ml Tube	---
LIGANA UREA 2V	2 ltr. Varioflasche	SPENVARIO 2 SPENVARIO 2 K



Spender
auf Seite 949